

Anexo 2: Manual de uso para el usuario

A continuación, se podrá apreciar algunas indicaciones que debe seguir el usuario que desee utilizar el aplicativo:

Descarga: El primer paso es descargar cualquiera de los aplicativos en el siguiente [link](#).

Una vez descargado el usuario deberá descomprimir el .rar. Como último paso, deberá ejecutar el archivo .exe que se encuentre en la carpeta.

Cámara web: La cámara que se encuentre habilitada se deberá encontrar en la parte superior del monitor y esta deberá estar alineada con los ojos del usuario.

Distancia: El usuario deberá encontrarse entre 30-50 cm de la cámara web.

Objetos que obstruyen la mirada: El usuario no deberá tener ningún tipo de parche, gafas o cualquier objeto que obstruya la mirada.

Iluminación: Respecto a la iluminación, el usuario deberá encontrarse en un entorno donde su propia cámara web reconozca fácilmente su mirada, la cantidad de luminosidad depende también de la calidad de la cámara del usuario.

Resolución de la pantalla: Una vez descargado y antes de iniciar, el usuario debe configurar la resolución de la pantalla que desee teniendo en cuenta que el movimiento que se realiza es de 50 píxeles en cualquier dirección.